



Lensómetro automático

ULM-900



CE



Brillantemente concebido y maravillosamente elaborado

ULM-900

Lensómetro automático

ULM-900 cumple los requisitos del mercado con la alta tecnología y el moderno diseño de UNICOS. Ofrece una respuesta rápida y datos fiables con la máxima satisfacción para la comodidad del usuario.

Adopción de la tecnología WAVEFRONT de Hartmann Sensor



La tecnología **WAVEFRONT** del sensor **Hartmann** permite una detección precisa de los datos en comparación con el actual **orificio de 131 clavijas** del medidor del objetivo

Centrado preciso y rápido

El error de medición se ha minimizado mediante la optimización de los algoritmos y los puntos ópticos se han podido analizar con precisión utilizando una cámara de alta resolución

Mejora de la medición de lentes multifocales

ULM-900 puede medir con precisión la visión de lejos y de cerca detectando la posición de la lente en tiempo real.



Nueva interfaz - Medición de la DP en pantalla

La pantalla LCD panorámica de 7 pulgadas permite minimizar la fatiga ocular y admite el modo de separación de lentes y la medición de la PD de la pantalla para garantizar la comodidad del usuario

Dispositivo de marcaje (Cartucho de tinta)

Larga duración & Preciso representación



LCD 110 Mesa para objetivos inclinada compacta

El monitor LCD con panel táctil a todo color de 7 pulgadas está diseñado para que el usuario pueda ver hasta 110°. comodidad. Especialmente, la mesa de lentes compacta proporciona una medición precisa y estable para gafas de pequeño tamaño, gafas para niños, gafas de alta curvatura, etc. sin ninguna interferencia.

Proporción de bloqueo UV y BLUELIGHT de cada lente podría medirse para mostrarse en el monitor de un vistazo.

Sistema UX sencillo

Los chips diseñados proporcionan una UX más clara, iconos perceptibles. La interfaz de usuario intuitiva y familiar facilita el manejo sin necesidad de conocimientos especializados.



Impresora automática y compatibilidad

La impresora de alta velocidad muestra los datos necesarios al usuario.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición

Potencia esférica (SPH)	-25,00 - +25,00D(VD 12mm)
	Incrementos : 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D
Potencia cilíndrica (CYL)	0,00 - ±10,00D
	Incrementos : 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D
	Forma : - / + / - +
Eje	1° - 180°
	Incrementos : 1°
Potencia de adición	0,00 - ±10,00D
	Incrementos: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D
Potencia de	0,00- 10,00,'
	Incrementos: 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25,
prisma	Forma: OFF / X-Y / P-B
	0 - 100%, 0 - 100%

UV, luz azul

Lentes aplicables

Lente simple/ Lente de doble focal/
Lente trifocal/ Lente multifocal progresiva

Tipo de lente aplicable

Lentes de contacto duras / Lentes de contacto blandas
(Se requiere un accesorio especial

respectivamente) 20- 100mm

Diámetro de la lente

RS-232C, USB

Nota

Impresora térmica

Salida de

Monitor LCD a todo color de 7,0 pulgadas,

datos Pantalla

panel táctil Temperatura+10°C- +40°C

de la impresora

interna

Operación Entorno

Humedad 30%-90% HR

Rango de presión atmosférica 70 kPa - 106 kPa

Choque (sin embalaje) 10g / 6ms

Almacenamiento y temperatura

-40°C - +70°C

s ambientales

Condición Humedad 10%-95% HR

Rango de presión atmosférica 50 kPa - 106

kPa Choque30g / 6ms

Choque permanente 10g / 6ms

Oscilar (curva) 10Hz - 500Hz, 0,5g

Fuente de

sinusoidal) AC100V -

alimentación

240V, 50/60Hz 45 -

Consumo

65VA

Dimensión

175 mm (ancho) X 255,5 mm (fondo) X 478 mm (alto)

Peso

5,25 kg

Los diseños y detalles pueden modificarse sin previo aviso para su mejora.



15 Avenida A 21-13, Zona 13 ; Ciudad de Guatemala; Guatemala.

PBX: +502 2306-9096

Página Web: www.corpoadvance.com

WhatsApp Business: +502 3203-3501